



## Medidas Cánulas

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 150 mm $\Theta=3$ mm | 270 mm $\Theta=4$ mm |
| 210 mm $\Theta=4$ mm | 330 mm $\Theta=4$ mm |

## Salida

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Frecuencia                 | 38 KHz a 43 KHz |
| Potencia máxima de salida: | 54 Watts        |

## Eléctricos

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Entrada eléctrica: | 110/220 Volts; 50/60 Hz |
| Potencia consumo:  | 60 Watts                |

## Ambientales

|              |           |
|--------------|-----------|
| Temperatura: | 0°-40° C  |
| Humedad:     | 10% - 80% |

## Dimensiones y peso

|              |          |
|--------------|----------|
| Alto:        | 26.7 cm. |
| Ancho:       | 38.7 cm. |
| Profundidad: | 29.3 cm. |
| Peso:        | 4.5 kg.  |

**HEUS®**  
HOMOGENEIZADOR EMULSIFICADOR ULTRASÓNICO