

MICROAIRE®
For Surgery. For Life.™

PAL-650 de MicroAire Aesthetics

Instrumento de precisión diseñado específicamente para liposucción.



PAL-650 de MicroAire Aesthetics

Es un potente instrumento de precisión diseñado para la extracción de grasa y la recolección de grasas ricas en células regenerativas derivadas del tejido adiposo.

Las cánulas recíprocas de PAL se deslizan a través del tejido, reduciendo la cantidad de esfuerzo físico al cirujano y la reducción del tiempo en la cirugía.

La reciprocidad también aumenta su control, ayudándole a guiar suavemente la cánula con mayor precisión, incluso a través de tejido fibroso denso.

PAL es la alternativa más utilizada y preferida a la liposucción manual:

- Viabilidad celular probada
- Menos hematomas e hinchazón del paciente
- Menor fatiga del cirujano
- Procedimiento más rápido
- Solo PAL puede ofrecer esta mayor velocidad y facilidad



El resultado es un procedimiento más rápido, menos fatiga para el cirujano y resultados más precisos para los pacientes.

Características

- Piezas de mano y cable completamente reesterilizables
- Control de velocidad y potencia en la pieza de mano y también en la consola
- Se adapta con cualquier entrada de infiltración y sistema de aspiración
- movimiento reciproco en 4.000 revoluciones por minuto
- Cuerpo de aluminio anodizado

PAL-650 de MicroAire Aesthetics

Tecnología para moldear el cuerpo

Es un procedimiento estético que elimina grasa acumulada en ciertas partes del cuerpo por medio de pequeñas incisiones.

Ventajas del PAL-650 de MicroAire Aesthetics para Liposucción:

- Esta nueva técnica requiere menor tiempo de recuperación.
- Bajo riesgo de sangrado.
- Las cánulas no dañan la piel.
- El dolor postquirúrgico se reduce.
- La piel no queda con irregularidades, es decir, bultos de grasa.
- Permite extraer más grasa en menor tiempo que otros procedimientos.

- Menor inflamación.
- Menor lesión en piel por acumulación de sangre.
- Pueden presentarse pequeños hematomas que suelen desaparecer rápidamente.