

## MALLA PARA HERNIORRAFÍA

Menos gramos de peso por metros cuadrado desde la implantación



100% Polipropileno

Bordes de tec. laser

Tejido entrelazado impide rigidez

Libre de latex

Certificación ISO 9001-2015

Genera menor inflamación


Color transparente

Envase individual esteril

FDA aprobado

Ausencia de partículas y desmalladura





Malla de polipropileno monofilamento de 45g/mt2 (imagen real aumentada).

**Tejido macroporoso y monofilamento:** mayor integridad tisular y menor riesgo de infección.

Bordes "romos" generados con tecnología de corte láser.

## Medidas

